

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

MASCHERINA FFP2 NR

CODICE

FOR.HTJZ/CE-02

MODELLO

HTJZ/CE-02

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Semimaschera filtrante pieghevole monouso non sterile.
Realizzata con passanti auricolari e clip ferma elastici, senza valvole, stringinaso interno in metallo.
Colore bianco.
Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

ISTRUZIONI PER L'USO

Come indossare la mascherina.
Lavarsi adeguatamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
Sistemare la mascherina sul viso accertandosi di coprire naso e bocca.
Posizionare gli elastici dietro alle orecchie e successivamente stringere la barretta modellabile intorno al naso in modo da ridurre al minimo le fuoriuscite di aria.

AVVERTENZE

Verificare l'integrità della mascherina prima dell'uso. In caso di lacerazioni e/o macchie sostituirla immediatamente. La mascherina non è riutilizzabile.

VALIDITÀ

3 anni.

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 20 pz.
Ogni pezzo è imbustato singolarmente.

CONSERVAZIONE

Conservare le mascherine nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto. Evitare l'esposizione

diretta alla luce del sole e a fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributore / Distributor	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione/ Application advice	Adulti (Adults)  0598 DPI di III categoria – EN 149:2001 + A1:2009
Conformità / Compliance	Regolamento Dispositivo di Protezione Individuale UE 425/2016 <i>EU Individual Protection Device Regulation 425/2016</i>