

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

MASCHERINA 3 VELI CHIRURGICA - IIR

COD.	REF	RDM
FOR.010.038IIR	FOR.010.038IIR	1961948
CND	GMDN	
T020601	35177	

IMMAGINE



SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 175x95mm
- Mascherina tre veli monouso
- Parte esterna: SS non tessuto 25g/m²
- Filtro interno: Melt-blown non tessuto, 25g/m²
- Parte interna: SS non tessuto 25g/m²
- Massima resistenza agli spruzzi e fluidi corporei
- Naso adattabile mediante clip interna in PP (polipropilene)
- PFE ≥ 95%
- Efficienza di filtrazione batterica (BFE): ≥ 98% [UNI EN 14683 – class.IIR]
- Pressione differenziale (Pa/cm²) ≤ 50 [UNI EN 14683 – class.IIR]
- Resistenza agli spruzzi (KPa) ≥ 16 [UNI EN 14683 – class.IIR]
- Pulizia microbica (cfu/g): ≤ 30

- Packaging: 50pz/scatola - 40scatole/cartone – Dimensione Cartone: 52*40*38Cm

CONSERVAZIONE

La mascherina deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto e lontano da agenti ossidanti.

Distributore <i>(Distributor):</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>(Application advice):</i>	Adulti (Adults) - 
Conformità (Compliance):	Dispositivo Medico classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42 (Medical Device Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC) - UNI EN 14683 (IIR)