

# My Benefit Mask

MASCHERINE FFP2 NR

---

## DOCUMENTAZIONE

GREENCARE<sup>®</sup>

WHITE

Dispositivi di protezione  
individuale

# My Benefit Mask **PRO**

MASCHERINE FFP2 NR



Conf. 20 pezzi

Involucro singolo

**Mascherina filtrante 5 strati**  
con gancio di estensione e supporto nasale incluso  
(confezione da 20 pezzi, ciascun pezzo con proprio involucro)

Produttore:

**Xiamen Probtain Nonwoven Inc.**  
No. 6, Ji an Road, Tong An District,  
Xiamen, Fujian, China 361100

 **My Benefit**<sup>®</sup>  
il benessere della salute

Importatore:

**My Benefit Srl**  
Via Giacomo Leopardi, 46/a - 41123 Modena MO  
www.mybenefit.it info@mybenefit.it

# My Benefit Mask **PRO**

## MASCHERINE FFP2 NR

### CARATTERISTICHE


La mascherina FFP2 My Benefit Mask PRO è un dispositivo di protezione individuale capace di filtrare almeno il 95% delle microparticelle di diametro pari a 2,5 µm. Protegge le vie respiratorie da batteri, allergeni, nebbia, polveri, fumo, gas di scarico di auto ed altri agenti contaminanti. Plasmabile, assicura un ottimo livello di aderenza ed eccellente comfort, grazie anche al gancio di estensione e supporto nasale inclusi con ogni mascherina, che permettono di regolare l'indossatura e alleviano il fastidio dato da un uso prolungato.

**Forma:** le mascherine FFP2 sono realizzate con materiali anallergici, e sono sagomate per rispettare l'ergonomia e la perfetta adesione al volto.

**Certificazione:** le mascherine sono dotate di attestato di certificazione CE e rispettano i requisiti delle norme tecniche armonizzate EN 149:2001+A1:2009.

**Confezionamento:** Box in cartone da 20 mascherine; ogni mascherina ha il proprio involucro.

### DETTAGLI TECNICI



#### Materiale (5 strati):

1. **Superficie esterna:** Polipropilene spunbound 60 g/m<sup>2</sup>
2. **Filtro:** Polipropilene melt-blown 25 g/m<sup>2</sup>
3. **Imbottitura morbida:** Hot air cotton 45 g/m<sup>2</sup>
4. **Filtro:** Polipropilene melt-blown 25 g/m<sup>2</sup>
5. **Superficie interna:** Polipropilene spunbound 30 g/m<sup>2</sup>

Disponibile nelle seguenti colorazioni:

**Modello:** MP9011

**Dimensioni:** Pieghevole 15.5 x 10.5 (± 0.5 cm)

**Standard Filtrazione:** FFP2 – EN149:2001+A1:2009

**Condizioni di conservazione:** mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

**Shelf life:** 3 anni dalla data di produzione



### FUNZIONI


Le Mascherine FFP2 vengono utilizzate frequentemente per prevenire contagi batterici / virali e per prevenire la respirazione di particelle dannose in ambito edile, nell'industria chimica, oppure come dispositivo di protezione da allergeni.



# My Benefit Mask **PRO**

## MASCHERINE FFP2 NR

### ISTRUZIONI PER L'USO



**Controllare l'integrità dell'involucro in plastica prima dell'uso. Se la confezione è rotta, non utilizzare.**

1. Aprire la maschera, apporre il supporto nasale in corrispondenza del ponte nasale
2. Appoggiare la maschera sul mento e tirare l'elastico alle orecchie, regolare fino ad un'indossatura confortevole
3. Aggiustare il clip nasale alla forma del naso
4. Premere entrambi gli indici sul clip nasale per creare aderenza e impedire fuoriuscite d'aria

### INDICAZIONI

- Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l'uso per il corretto utilizzo della maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
- La maschera non è efficace per prevenire l'inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se indossata in un'area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
- Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
- Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di agenti tossici o contaminanti.
- Abbandonare immediatamente l'attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
  - Si incontrano difficoltà respiratorie;
  - Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
- Maschera monouso, non riutilizzare.
- Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l'azione filtrante.
- Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l'esterno verso il centro.

### IMPORTANTE

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.

Formato: Box (20 pezzi)



8 055519 881178

Formato: involucro singolo



8 055519 881208

GREENCARE<sup>®</sup>

# My Benefit Mask

**PRO**

WHITE



**5 veli**  
5 strati di protezione

## MASCHERINE FFP2 NR

MONOUSO/NON-STERILE  
WHITE

Conf. 20 pz. - Involucro singolo

SUPPORTO NASALE

+ ADERENZA  
+ COMFORT

GANCIO  
DI ESTENSIONE



- 1 Superficie esterna:** Polipropilene spunbound **60 g/m<sup>2</sup>**
- 2 Filtro:** Polipropilene melt-blown **25 g/m<sup>2</sup>**
- 3 Imbottitura morbida:** Hot air cotton **45 g/m<sup>2</sup>**
- 4 Filtro:** Polipropilene melt-blown **25 g/m<sup>2</sup>**
- 5 Superficie interna:** Polipropilene spunbound **30 g/m<sup>2</sup>**

Capacità Filtrante

**≥95%**

Particelle oleose  
fino a 0,6 μm

CE EN 149:2001+A1:2009

 **My Benefit**<sup>®</sup>  
il benessere della salute

# Scheda tecnica produttore



# COMPANY PROFILE

厦门美润无纺布股份有限公司（简称美润股份）成立于2005年，位于厦门市同安区，是国内从业最早、产业链最为完整的无纺布企业之一。美润股份自创立起始终坚持以无纺布为基础材料，研究和开发无纺布产品对环境改善、医疗及职业健康防护、卫生用品、农业园艺的积极影响，参与和分享了中国无纺布产业的进步和市场增长。

XIAMEN PROBTAIN NONWOVEN INC. (hereinafter referred to as Probtain) was established in 2005 and ever since then, Probtain has been concentrating itself on the research and technological applications of PP spunbond non-woven fabrics for more than ten years as one of the earliest players in the industry domestically.

There are four wholly-owned subsidiaries of Probtain:



**厦门美润医疗科技有限公司**（即格林特卫GREENCARE®），工厂位于美润股份厂区，拥有4500m<sup>2</sup>万级洁净车间及万级无菌生化实验室，建立严格的管理体系，配套完善的检测设备，长期关注无纺布在医疗卫生及航空一次性耗材、个人防护、公共应急、呼吸安全的应用技术，代表产品格林特卫医用及劳动安全口罩入选全国安全防护用品领先品牌。

美润医疗拥有22条自动化医用平面口罩生产线，医用平面口罩日生产能力300万片，已安装调试自动化KN95立体口罩生产线20条，日生产能力100万片。

Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd.( GREENCARE ), located in Probtain' s factory zone, possesses a 4500 m<sup>2</sup> of 100,000 grade clean workshop and 1,0000 grade clean sterile biochemical laboratory. It implements strict quality management system and is well equipped with a complete set of testing facilities. For years, Probtain has focused on the applications & technological development of nonwoven fabric on medical, hygiene, personal care, public health emergency, respiratory health and safety. Its representative product of GREENCARE medical and personal protective masks are selected as the leading brand of national security protection products

There are 22 automatic production lines for disposable medical masks, with a daily production capacity of 3 million pieces. And 20 automatic production lines for KN95 foldable mask, providing adaily capacity of 1 million pieces.



**厦门美润合悦卫生材料有限公司**（即格林特维GreenFibre®），23000平方米厂房建设，专业研发和生产复合膜、无纺布复合膜技术卫生用品材料的生产企业，产品广泛应用于妇女，婴儿，医疗等一次性个人护理领域。与美润医疗形成资源共享，相互促进。

Xiamen Probtain Heyue Hygienic Mat-erials Co., LTD. (GreenFibre) occupies a 23,000 m<sup>2</sup> work-shop. It is expertised in R& D and pro-duction of laminated nonwoven, nonwoven composite fabric, material application in hygienic products. Products are widely used in women and baby, medical and other disposable personal care fields.



**江西美润环保制品有限公司**位于瑞金，厂房面积16124m<sup>2</sup>，共拥有5条全自动PP纺粘生产线：320cm（SSS建设中）、240cm（SSMS）、160cm SS，240cm S，180cm S，年产量合计约18000吨，广泛服务和应用于医疗卫生制品、环保包装、农业覆盖、日用家居制品，是国内重要无纺布新材料提供商。生产的SSMS、SSS、SMS等无纺布，具有强力高、无毒无味，高效隔菌。通过设备特殊处理，能达到抗静电，抗酒精，抗血浆，阻燃，拒水和亲水等性能。

Probtain (Jiangxi) Eco-Products Co.,Ltd is located in Ruijin City Jiangxi Province, covering a 16124 m<sup>2</sup>. It owns 5 automatic PP spunbonded nonwoven production lines: 320cm (SSS, under construction), 240cm (SSMS), 160cm (SS), 240cm S, 180cm S, with a total annual output of 18000 metric tons, products have been widely applied in medical and hygiene products, environmentally friendly packaging, agric-ultural covering and daily household products.



**厦门美润防护用品有限公司**（即格林唯纳Greenneat），工厂位于美润股份厂区，拥有4000m<sup>2</sup>洁净车间，集印刷、裁剪、缝制和二十年从业经验，有300多名熟练缝制员工，代表产品有：手术衣、防护服、隔离衣等，月生产达300万套。另外还有生产无纺布环保袋、环保包装制品、创意家用无纺布收纳用品等。

Xiamen Probtain Protective Products Co., Ltd. (greenneat), a wholly-owned subsidiary of Probtain, is located in the factory zone of Probtain, with a clean workshop of 4000 m<sup>2</sup>. It has more than 300 skilled sewing workers and owns a vertical production structure of printing, cutting, and sewing, with 20 years experience and development in this trade. Its representative products is surgical gowns, protective gowns and isolation gowns, with a monthly capacity of 3 million sets. Besides, it also produces non-woven environmental friendly shopping bags, Eco friendly packaging products, creative non-woven storage goods of household etc.



PACKAGE PHOTOS



SINGLE PACK/ 20 PCS/BOX ,30 BOX/CTN, 50\*43\*33M



# MEDICAL DEVICES-QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATE

Certificate No.: CQC19QY20047R0S/46500

We hereby certify that  
**Xiamen Probtain Nonwoven INC./ Xiamen Probtain Medical  
Technology Co, LTD.**

Unified Social Credit Code: 91350200776019243B

4th Floor,A Area 2th Floor,1th Building,Ji'An Road,Tong'An District, Xiamen,Fujian  
Province,P.R.China /4th Floor,1th Building,Ji'An Road,Tong'An District,Xiamen,Fujian  
Province,P.R.China

by reason of its  
**Quality Management System**  
has been awarded this certificate for compliance with the standard  
**YY/T 0287-2017 / ISO 13485:2016**  
The Quality Management System Applies in the following area:  
Manufacture of Disposable Medical Sanitary Materials and Nursing Supplies Within Qualifications

**Certified since: November 20, 2019 Valid from: November 20, 2019 Valid until: November 19, 2022**

After a surveillance cycle, the certificate is valid only when used together with an Acceptance Notice of Surveillance Audit issued by CQC.  
Please access [www.cqc.com.cn](http://www.cqc.com.cn) for checking validity of the certificate.

Signed by: Lu Mei



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan(the South Fourth Ring Road) Xilu(West Road), Beijing 100070,China  
<http://www.cqc.com.cn>

D 0005167

2018年版

**Certificazioni / Test report**



**Section 9**

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Manufacturer

Name: Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd.

Address: No.6, Ji an Road, Tong an District, Xiamen, Fujian, China.

declares that the new PPE described hereafter

Description of products	Filtering half mask
Product style/order No	MP9011
Product colour and type	White; Non-reusable, folded

are in conformity with the Regulation (EU) 2016/425 and with harmonized standard  
EN 149:2001 + A1:2009

SGS Fimko Oy

Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Notified Body No. 0598

performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate  
FI????

The PPE is subject to the conformity assessment procedure conformity to type based on  
internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2)  
under surveillance of the notified body SGS Fimko Oy, Notified Body No. 0598.

Signed for on behalf of Company

Name: Jianyou Xie

Position: R.D manager

Signature: Jianyou Xie

Date: 2020.9.9



**Section 10**

**DECLARATION OF MATERIAL INNOCUOUSNESS**

The manufacturer or his authorized representative established in the Community:

Manufacturer: Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd.

Address: No.6, Ji an Road, Tong an District, Xiamen, Fujian, China.

declares that the materials which are coming into contact with the human skin and body used on the new PPE described hereafter

Product description:

Description of products	Filtering half mask
Product style/order No	MP9011
Product colour and type	White; Non-reusable, folded

are known not to undergo appreciable alteration from contact with sweat or with substances likely to be found in toiletries and are known not to cause any harm to human skin and body.

Done at No.6, Ji an Road, Tong an District, Xiamen, Fujian, China.

Signed for on behalf of Company

Name: Jianyou Xie

Position: R.D manager

Signature: Jianyou Xie

Date: 2020.9.9





# White list of Chamber Commerce



## 取得国外标准认证或注册的医疗物资和非医用口罩生产企业检索

企业名称 (中文)	企业名称 (英文)	产品类别	产品名称/型号	统一社会信用代码	国外注册认证情况
厦门美润医疗科技有限公司	Xiamen Probtain Medical Technology Co., Ltd	医用口罩	Disposable Medical Face Mask Sterile Single Use Surgical masks (type I, Type II, Type IIR) (有效期至2024年05月24日)	91350212MA333XCG9R	欧盟CE
江西美润环保制品有限公司	Probtain (Jiangxi) Eco-Products Co.,Ltd.	医用口罩	Disposable Surgical Mask	91360781558479655U	欧盟CE
厦门美润医疗科技有限公司	Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd	医用口罩	Disposable Surgical Mask	91350212MA333XCG9R	美国FDA
厦门美润医疗科技有限公司 (持证公司: Xiamen Probtain Nonwoven Inc.)	Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd	非医用口罩	MP9011	91350212MA333XCG9R	美国EUA
厦门美润医疗科技有限公司	Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd	非医用口罩	MP9011, MP9016	91350212MA333XCG9R	欧盟CE

# Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd

No.6, Ji an Road, Tong an District,  
Xiamen, Fujian,  
.China


It is certified that the manufacturer's technical file and the PPE product detailed on  
page 2 have been assessed and found to be in accordance with

## Regulation (EU) 2016/425 Module B, EU type-examination

This certificate is valid from 04 November 2020 until 04 November 2025

1. Certified since 04 November 2020

Authorised by



**FINAS**  
Finnish Accreditation Service  
S003 (EN ISO/IEC 17065)

SGS FIMKO OY, Notified Body 0598

Takomatie 8, FI-00380, Helsinki, Finland  
t +358 9 696 361 f +358 9 692 5474 www.sgs.com

Page 1 of 2



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of  
Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm).  
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional  
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at  
<http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>.  
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance  
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest  
extent of the law.

Certificate FI20/967127, continued

# Xiamen Probtain Medical Technology Co.,Ltd

## Regulation (EU) 2016/425

Module B, EU type-examination

Issue 1

PPE Product

GREENCARE (logo) MP9011 particle filtering half mask, consisting of a five layer (Polypropylene/Hot air cotton) disposable face mask, with Polypropylene covered iron wire nose clip, Polyurethane sponge nose bridge pad and Polyester/Spandex Ear loop.

It is certified that the manufacturer's technical file and the above mentioned PPE have been assessed and found to meet the applicable Essential Health and Safety Requirements in Annex II of Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

The following have been applied:

EN 149: 2001 +A1:2009 (Respiratory protective devices- filtering half masks to protect against particles) device classification: FFP2 NR.



This certificate is issued on strict condition that appropriate checks on manufactured PPE, as detailed in Article 19(c) of the regulation are implemented and maintained while the model is in production.

Certification is based on technical file reference:

Filtering half mask/MP9011, Dated 11.09.2020

SGS Reference Number UK/CRS 242124

This certificate remains the property of SGS Fimko Oy to whom it must be returned on request

Certificate CN21/42547

The management system of

# Xiamen Probtain Medical Technology Co., Ltd.

No.6, Ji'an Road, Tong'an District,  
Xiamen City, Fujian Province, P.R. China

has been assessed and certified as meeting the requirements of

## Regulation (EU) 2016/425 Module D

For the following activities

**Manufacture of FFP2 Protective Respirators**

(Note: all products marked CE0598 must have a valid EU Type Examination Certificates issued under Module B or a valid EC type-examination certificate issued under Article 10 of the PPE Directive 89/686/EEC.)

This certificate is valid from 21 July 2021 until 20 July 2024  
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 22 June 2024

Issue 1. Certified since 21 July 2021

Authorised by

**SGS FIMKO OY, Notified Body 0598**

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland  
t +358 9 696 361 f +358 9 692 5474 www.sgs.com

**FINAS**  
Finnish Accreditation Service  
S003 (EN ISO/IEC 17065)

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



Numero Verde  
**800 910 515**

**My Benefit s.r.l.**  
Via Giacomo Leopardi, 46/A- 41123 Modena (MO)  
Tel. 059 828941 - email: [info@mybenefit.it](mailto:info@mybenefit.it) [www.mybenefit.it](http://www.mybenefit.it)