



for.me.sa.
forniture medico sanitarie



REG. N. 3685-A

UNI CEI EN ISO 13485:2016

For.me.sa. Srl
Via Canvelli, 6
43015 Noceto (PR) Italia
Tel. **+39 0521.628482**
Fax. **+39 0521.620382**
www.formesa.it
e-mail: info@formesa.it
C.F. / P.IVA: IT01714420344
R.E.A. Parma: 173353
PEC: formesa@arubapec.it
Cod. Mecc.: PR 017790
Cod. Destinatario: KRRH6B9

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

MASCHERINA FFP2 BIMBO

COD.

FOR.SH-ZK12

IMMAGINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Nome prodotto: maschera filtrante

Modello: SH-ZK12

Dimensioni: 130mm * 110mm (± 5mm)

Colore: fantasia assortite

Data di scadenza: 2 anni

Struttura del materiale: 42,8% non tessuto, 28,6% melt-blown, 28,6% hot air cotton.

Strati: 5 strati di cui

- Strato interno: tessuto non tessuto
- Secondo strato: hot air cotton
- Terzo strato: tessuto non tessuto e melt-blown
- Quarto strato: hot air cotton e tessuto non tessuto
- Strato esterno: tessuto non tessuto

Caratteristiche del prodotto: filtrazione traspirante, confortevole e ad alta efficienza



for.me.sa.
forniture medico sanitarie



REG. N. 3685-A

UNI CEI EN ISO 13485:2016

For.me.sa. Srl
Via Canvelli, 6
43015 Noceto (PR) Italia
Tel. **+39 0521.628482**
Fax. **+39 0521.620382**
www.formesa.it
e-mail: info@formesa.it
C.F. / P.IVA: IT01714420344
R.E.A. Parma: 173353
PEC: formesa@arubapec.it
Cod. Mecc.: PR 017790
Cod. Destinatario: KRRH6B9

Il dispositivo è conforme allo standard CE EN 149:2001+A1:2009.

Prodotto imballato singolarmente.

10 pezzi a box.

1.400 pezzi a cartone.

APPLICAZIONE

Questo prodotto è di piccole dimensioni, utilizzato per la protezione dei bambini.

Distributore <i>Distributor</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (<i>Adults</i>) - CE
Conformità <i>Compliance</i>	DPI di categoria III Regolamento Dispositivo di Protezione Individuale UE 425/2016