

SCHEDA TECNICA**YX005 Mascherina facciale pediatrica tre strati – (EN 14683 Tipo I)****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Indicazioni	Mascherina facciale tre strati – monouso
Materiale mascherina	Tessuto-non-tessuto medicale
Materiale anse auricolari	Tessuto-non-tessuto medicale
Tipologia	3 strati
Taglia	Pediatrica: 14.5 x 9 cm
Peso	3 strati:25g+25g+25g
Colore	Blu
Conformità alle Normative	Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo Medico in Classe I. EN 14683:2019 (Maschere facciali a uso medico. Requisiti e metodi di prova). Tipo I

CONFEZIONAMENTO

Confezionamento	50 pezzi per scatola
Conservazione	Temperatura: -20°C ÷ +40°C. Umidità relativa < 80%
Scadenza	2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile.

DESCRIZIONE

- Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento, mantiene il calore
- Buona traspirazione
- Nasello regolabile, morbido, leggero
- Pressione delicata sulla pelle
- Il prodotto è privo di lattice