

# Scheda Tecnica

**CODICE ARTICOLO 96878**

**BOX DA 1 PEZZO** 9,7\*4,2\*15,5 cm

**IMBALLO 100 PEZZI (50\*35\*45 cm)**

**Descrizione:**

Termometro infrarossi – DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIa

**Dimensioni articolo:** 14\*8,5\*4 cm

**Certificazioni:**

Certificazione CE 93/42/CEE - DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIa

**Tipo di display:** LCD 3 colori

**Voltaggio:** DC 3V

**Tipo di alimentazione:** 2 pile AAA (non incluse)

**Tipo di misurazione:** persone e oggetti

**Unità di misura:** °C e °F

**Range rilevazione temperatura:** modalità persone 32°C - 42.9°C (89.6° F – 109.2 °F)  
modalità oggetti 0°C – 100°C (32° F – 212° F)

**Range di accuratezza:** modalità persone  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  (0.4°F) tra 36°C e 39°C (96.8°F – 102.2 °F)  
 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  (0.5°F) tra 32°C e 35.9° C (89.6°F e 96.2°F)  
 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  (0.5°F) tra 39°C e 42.9°C (102.2°F e 109.2°F)  
Modalità oggetti  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (1.8°F) tra 0°C e 100°C (32°F e 212°F)

**Sito della misurazione:** fronte, a 3-5 cm. Il termometro converte automaticamente la misurazione mostrando sul display l'equivalente di una misurazione orale.

**Memoria:** ultima misurazione

**Segnale acustico:** presente

**Funzioni principali:** modalità di misurazione temperatura persone e oggetti, allarme febbre (38°C), display tre colori a seconda della temperatura.

**Durata batterie:** 2 anni circa.

**Temperatura dell'ambiente di utilizzo:** tra 16°C e 35°C (608° F e 104° F) UR  $\leq$  85%

**Controindicazioni e avvertenze:** non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico. Leggere attentamente il manuale di istruzioni per eventuali cautele.

**Istruzioni di stoccaggio:** Stoccare al fresco, all'asciutto, in ambiente ventilato senza gas corrosivi. Troppa luce o umidità possono danneggiare l'apparecchio. Stoccare a temperatura compresa tra -20° e +55°C con un'umidità  $\leq$  85%. Proteggere dalle fonti di calore diretto, fiamme libere e umidità.

**Istruzioni di pulizia / di manutenzione:**

Pulire lo schermo con un panno morbido inumidito con alcool e asciugare con un panno asciutto. Non immergere nel liquido. Non versare liquidi sull'apparecchio. Non utilizzare materiali abrasivi.

Fabbricato in Cina

